



## 关于乳酸标定传感条常温储存性能与运输条件变化的通知

我司，伊可弗（北京）科贸有限公司，作为 EKF 公司生产的 Lactate Scout Sport（以下简称 LSS）系列乳酸检测仪及其配套试剂耗材在中国大陆地区的独家代理商，就 LSS 系列乳酸标定传感条的常温储存性能，及相应运输条件的变化，做如下通知：


1. 根据 EKF 总部通知（详见后附原文），经过优化升级，**LSS 系列乳酸标定传感条**在打开包装后，可在不高于 **25℃** 的温度条件下，在原桶中存放 **90 天**（之前为 **30 天**）。而在未开封且冷藏条件下（指 -18℃ 到 8℃），存放时长不变（即至包装上所示效期）。
2. 在当前发货批次的产品说明书中，已经对上述变化做了叙述。
3. 据此，我司决定从即日起，**乳酸标定传感条**的发货采用普通常温发货的方式（不再添加冰袋或其他降温用品）。
4. 我们仍然会在我司的仓库中，以冷藏条件储存本产品，并强烈建议用户在收到货品且不立即使用时，置入冷藏条件中做长期储存。

感谢大家对 EKF 产品一直以来的支持与肯定！

伊可弗（北京）科贸有限公司

2026-10-08

SCIENCE MADE SIMPLE



EKF-diagnostic GmbH • Ebendorfer Chaussee 3 • 39179 Barleben

Barleben, 12.01.2026

SI-250027

**To:** Lactate Scout Sport & Lactate Scout Vet Customers  
**From:** Product Management  
**Subject:** Extended In-use Stability of Lactate Scout Sport & Lactate Scout Vet Test Strips

EKF Diagnostics are pleased to inform of some positive changes to the opened shelf life of the LS Sport and LS Vet test strips. To be specific we are updating you that the test strips will now be able to be stored for **up to 90 days from opening the sealed container at a storage temperature of max. 25 °C**. This is an increase of 60 days from the original published opened shelf life of 30 days. However, there are no changes to the overall cold storage shelf life of 15 months.

The test strip IFU's have been updated to reflect this change and will be provided with the delivered product manufactured during Q1 2026.

If you have any further questions concerning this change please do not hesitate to contact the Support Team or your regional Sales Representative.

Technical Support  
EKF-diagnostic GmbH  
Tel: +49 (0)39203 511-414  
[support@ekf-diagnostic.de](mailto:support@ekf-diagnostic.de)

**William Shorter**  
**Senior Product Manager – Diabetes Care & Sport Performance**