



Diabetes  
Care



Sports  
Performance



## 实验室葡萄糖乳酸分析仪—— 一次测试，精确分析

- ◆ 使用方便
- ◆ 20至45秒产生结果
- ◆ 每小时最多可产生120个结果
- ◆ 操作成本低廉

### C-LINE

通用+

• 最多5个样本

临床

• 最多20个样本

### S-LINE

临床+

• 最多63个样本

|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用方便       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 多语言触摸屏显示分阶段指示</li> <li>• 使用EKF（1000微升）预装‘安全锁’反应管时，仅需20微升血液、血浆、血清或脑脊髓流体样本</li> <li>• 20至45秒产生结果，每小时最多可产生120个结果</li> <li>• 自动侦测反应杯的存在</li> <li>• 芯片传感器系统（无需清洁电极膜）</li> </ul>                                   |
| 精确可靠       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 利用芯片传感器技术的酶电化（Enzymatic-amperometric）法</li> <li>• 分析范围：葡萄糖0.5至50毫摩尔/升；<br/>乳酸0.5至40毫摩尔/升</li> <li>• 精度：CV≤1.5%（12毫摩尔/升）</li> <li>• 预装‘安全锁’反应管不需手动稀释</li> <li>• 创新针头与交换器设计杜绝交叉感染</li> <li>• 3个校准模式</li> </ul> |
| 最大化的效率及便利性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 双通道选项：一个样本产生葡萄糖及/或乳酸结果</li> <li>• 传感器寿命长：葡萄糖60日/7,500次测试；<br/>乳酸50日/6,000次测试</li> <li>• 样本稳定天数可达5天（冷冻）</li> <li>• STAT定位</li> </ul>                                                                          |
| 有效的数据处理    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通过RS232C界面连接电脑、网络和打印机</li> <li>• 存储多达1000个结果</li> <li>• 提供条形码选项</li> </ul>                                                                                                                                   |

| Catalog No.    | Name                                          |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 5213-0051-6200 | • Biosen C-Line GP+ (1 measuring channel)     |
| 5213-0121-6200 | • Biosen C-Line GP+ (2 measuring channels)    |
| 5214-0051-2200 | • Biosen C-Line Clinic (1 measuring channel)  |
| 5214-0121-2200 | • Biosen C-Line Clinic (2 measuring channels) |
| 5222-0056-6200 | • Biosen S-Line Lab+ (1 measuring channel)    |
| 5222-0123-6200 | • Biosen S-Line Lab+ (2 measuring channels)   |



使用毛细管采集20微升血液样本。



将毛细管放入反应管中并倒置直至混合。20至45秒产生结果。



经销商

EKF中国官方微信



制造商

EKF-diagnostic GmbH

亚太区分公司

宜得孚医疗器械（上海）有限公司

上海市长宁区金虹桥中心12层

服务热线 400-629-0996

中文网址: [www.ekfdiagnostics.com.cn](http://www.ekfdiagnostics.com.cn)

**EKF** | Diagnostics  
for life

修订版本4.0-09/2015