



DiaSpect Tm

便携式血红蛋白分析仪
——“免试剂”的快速精准测定

- 仅需1秒左右即可获取结果
- 纯光学法检测，无任何试剂成分
- 一次充电可连续使用40天或10000次测试
- 取样片效期可达30个月，且不受开封影响
- 环境耐受度极佳，可适用于各种气候条件
- 广泛应用于体育训练，工业研究等领域

快速而精准	• 仅需 1 秒左右获得结果 • 测量范围：0,5 - 25,5 g/dL • 检测精度：CV ≤ 1%（当Hb ≥ 100 g/L），SD ≤ 0.1 g/dL（当Hb < 100 g/L） • 采用 HiCN 参考方法进行出厂校准 • 具有广谱和浊度/散射补偿的光度测量法 • 无需额外校准
“时刻在线”技术	• “时刻在线”技术：无需仪器启动时间，随时可供检测 • 每次检测后自动执行自检，无需任何维护 • 取样片有效期极长：总有效期30个月，开封后不缩短效期
便携易用	• 样本体积：约 10 µL • 可以使用EDTA和肝素抗凝剂 • 运行环境温度：10 °C 至 42 °C • 存储温度：0 °C 至 50 °C (-30 °C 至 70 °C 时最多储存 24 小时) • 内置可充电锂离子电池（可供 40 天或 10000 次连续测试） • 尺寸：150（深）x 90（宽）x 40mm（高） • 重量轻巧：180 g
可由EKF Link实现最先进的数据管理（可选）	• 可将零散的检测结果汇总于一处 • 通过蓝牙技术实现无线连接 • 可在测试结果上添加测试者信息，实现更有效率的数据管理 • 通过QC提醒和结果保留，符合质量控制要求

Catalog No.	Name
3200-0011	DiaSpect Tm Analyzer 血红蛋白分析仪
90C.0001	DiaSpect cuvettes 取样片
0760-0102	EKF Link 数据管理系统



1 吸取样本



2 插入装满样本的取样片轻轻往下按，然后在第一次响声后立即取出



3 仅需 1 秒左右即可显示结果

制造商
 EKF-diagnostic GmbH
服务热线 400-629-0996
服务邮箱 China@ekfdiagnostics.com