



全新双向接口

增强的数据管理功能

Hemo Control

一次简单测试，获得准确的血红蛋白和细胞压积结果

- ◆ 1 次测试，2 个结果
- ◆ 易用
- ◆ 无需校准
- ◆ 广泛应用于体育与工业研究领域

使用方便	• 各种用户友好型功能，最大程度降低培训时间 • 屏幕上的分步说明 • 背光触摸屏 • 用户可选择的语言菜单 • 柔性加载试管架，最大程度降低污染风险
实用性强，便于携带	• 仅需一份样本，即可在 25–60 秒后获得血红蛋白结果（取决于浓度） • 可适用于多种类型的样本 • 仅需 8 或 10 µl 的样品量，取决于试管类型 • n•x•t 形微量吸收池设计，最大程度减少气泡 • 外形小巧，重量仅 700g • 无需维护。自动自我测试 • 内置可充电电池（100 小时）
准确可靠	• 运行环境温度 15°C–40°C • 光度叠氮高铁血红蛋白法 • 测量范围：0–25.6 g/dL; 0–15.9 mmol/L • 误差：CV <2 % • 线性：0–20 g/dL : ±0.3 g/dL ; >20 g/dL : ±0.7 g/dL • 采用 NCCLS 对照法进行校准 • 包含对照试管
HEMO CONTROL 管理器	• 采用 LIS2-A2 通信标准的双向接口 • 可储存 4,000 份结果 • 可以通过 USB 连接器线缆连接个人计算机 • 可使用数据管理 (DM) 功能升级基础设备：条码识别、运算器、试管 LOT 和对照材料、质量锁定控制功能，并且可以额外存储 500 份 QC 结果 • Hemo Control Manager：内置蓝牙 TM 技术，出厂时预安装 DM 功能



吸取样本



将送样片放进分析仪。



25-60 秒内即可出现结果。

Catalog No.	Name
3040-0010-0218	Hemo Control 血红蛋白分析仪
3041-0010-0229	Hemo Control Manager 血红蛋白分析仪
3000-3012-0765	Hemo Control 送样片

制造商
 EKF–diagnostic GmbH
 服务热线 400-629-0996